

Ethicon

Catalogo Prodotti

DRENAGGI



ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

Il Nostro Credo

Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia verso i medici, gli infermieri ed i pazienti, verso le madri ed i padri e tutte le altre persone che usano i nostri prodotti ed i nostri servizi. Per soddisfare le loro necessità tutto ciò che facciamo deve essere di alta qualità. Dobbiamo costantemente sforzarci di ridurre i costi al fine di assicurare prezzi ragionevoli. Gli ordini dei nostri clienti devono essere evasi con prontezza e cura. I nostri fornitori e distributori devono avere la possibilità di realizzare un equo profitto.

Siamo responsabili nei confronti del nostro personale, gli uomini e le donne che lavorano con noi in tutto il mondo. Tutti devono essere considerati in quanto persone. Dobbiamo rispettare la loro dignità e riconoscere i loro meriti. Il posto di lavoro deve dare loro un senso di sicurezza. La retribuzione deve essere giusta ed adeguata e l'ambiente di lavoro deve essere pulito, ordinato e sicuro. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché i nostri dipendenti siano in grado di assolvere alle proprie responsabilità familiari. Ciascuno deve sentirsi libero di proporre suggerimenti e presentare reclami. Deve esserci la stessa opportunità di lavoro, sviluppo e carriera per chi ha le capacità richieste. Dobbiamo far sì che i superiori responsabili siano competenti e che le loro azioni siano giuste ed eticamente corrette.

Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quella mondiale. Dobbiamo essere buoni cittadini: sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche e portare il nostro giusto contributo di tasse. Dobbiamo incoraggiare il progresso civile ed il miglioramento della salute e della istruzione. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggendo l'ambiente e le risorse naturali.

La nostra ultima responsabilità è verso gli azionisti. L'attività economica deve generare un giusto profitto. Dobbiamo sperimentare nuove idee, sviluppare la ricerca, introdurre programmi innovativi e assumerci le nostre responsabilità in caso di errori. Dobbiamo acquistare nuove attrezzature, creare nuovi stabilimenti e lanciare nuovi prodotti. Dobbiamo creare riserve per garantirci nei momenti avversi. Se operiamo nell'osservanza di questi principi, gli azionisti realizzeranno un equo guadagno.

Johnson & Johnson

Professional Education

L'ambiente chirurgico è in continua evoluzione, vengono richieste sempre nuove e più ampie competenze professionali per fronteggiare la complessità delle problematiche emergenti; in questo scenario il Chirurgo è motivato alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche per il paziente ed è impegno specifico di Johnson & Johnson Medical assisterlo nel raggiungimento di questo importante obiettivo.

È a tale scopo che ETHICON si impegna a definire ed attuare programmi di professional education appropriati e flessibili per diffondere procedure chirurgiche innovative, validate a livello internazionale, come standard di cura per il paziente.


L'attività didattica si articola in seminari, corsi, workshop presso numerosi centri italiani e presso il nostro Johnson & Johnson Institute di Amburgo Norderstedt - Germania. L'Istituto, sorto nel 1991, ed interamente dedicato alla formazione e all'aggiornamento sulle più recenti tecniche chirurgiche, ospita ogni anno oltre 10.000 specialisti del settore.

Johnson & Johnson
INSTITUTE

JOHNSON & JOHNSON INSTITUTE
Hummelsbütteler Steindamm 71
D-22851 Norderstedt Hamburg - Germany
Tel. (49) - 040/52 97 32 00
Fax (49) - 040/52 97 32 09
www.jnjinstitute.jnj



- ▶ Aghi Atraloc
- ▶ Confezionamenti Suture
- ▶ Suture
- ▶ Suture Antibatteriche
- ▶ Suture Chirurgiche
- ▶ Chirurgia Mininvasiva
- ▶ Stratafix
- ▶ Reti e Sistemi di Fissaggio
- ▶ Adesivi cutanei
- ▶ Drenaggi
- ▶ Altri Prodotti





▶ Drenaggi

- ▶ **BLAKE Drains hubless**
- ▶ **BLAKE Drains**
- ▶ **Connettori**
- ▶ **BIOBLAKE**
- ▶ **J-VAC Reservoir**

BLAKE Drains Hubless

Tubi di drenaggio scanalati in silicone


	DESCRIZIONE	MISURA	CARATTERISTICHE	CONFEZ.	CODICE	
 <p>Sezione rotonda in unica estrusione (Hubless)</p> 	<p>Tubo di drenaggio in silicone radiopaco, rotondo in unica estrusione (privo di fulcro, hubless), scanalato per l'intera lunghezza</p>	10 FR (3.3 mm)		10 pezzi	2226	
		10 FR (3.3 mm)	con trocar da 3.2 mm (1/8 ")	10 pezzi	2227	
		15 FR (5.0 mm)		10 pezzi	2228	
		15 FR (5.0 mm)	con trocar da 4.8 mm (3/16 ")	10 pezzi	2229	
		19 FR (6.3 mm)		10 pezzi	2230	
		19 FR (6.3 mm)	con trocar da 6.4 mm (1/4 ")	10 pezzi	2231	
		19 FR (6.3 mm)	con trocar da 6.4 mm (1/4 ") a curvatura variabile	10 pezzi	2232	
		24 FR (8.0 mm)		10 pezzi	2234	




(BLAKE Drain 24 FR cod. 2234)



BLAKE Drains

Tubi di drenaggio scanalati in silicone

	DESCRIZIONE	MISURA	CARATTERISTICHE	CONFEZ.	CODICE	
 Sezione piatta	Tubo di drenaggio in silicone radiopaco, piatto, scanalato per 3/4 della lunghezza	7 mm		10 pezzi	2210	
		7 mm	con trocar da 4.8 mm (3/16 ")	10 pezzi	2216	
		10 mm		10 pezzi	2213	
		10 mm	con trocar da 4.8 mm (3/16 ")	10 pezzi	2217	

	DESCRIZIONE	MISURA	CARATTERISTICHE	CONFEZ.	CODICE	
 Sezione piatta	Tubo di drenaggio in silicone radiopaco, piatto, scanalato per l'intera lunghezza	7 mm		10 pezzi	2211	
		7 mm	con trocar da 4.8 mm (3/16 ")	10 pezzi	2212	
		10 mm		10 pezzi	2214	
		10 mm	con trocar da 4.8 mm (3/16 ")	10 pezzi	2215	

Connettori Cardiaci

	DESCRIZIONE	MISURA	CONFEZ.	CODICE	
	Raccordo di connessione per drenaggi 1:1	10-13 mm x 5 mm	20 pezzi	2210	
	Raccordo di connessione per drenaggi 2:1	10-13 mm x 5 mm x 5 mm	10 pezzi	2216	
	Raccordo di connessione per drenaggi 3:1	10-13 mm x 5 mm x 5 mm x 5 mm	10 pezzi	2213	

BIOBLAKE

Set di drenaggio con protezione antimicrobica



Il set è composto da:

- un tubo di drenaggio BLAKE in silicone radiopaco, rotondo, in unica estrusione privo di fulcro (hubless), scanalato per l'intera lunghezza
- un BIOPATCH, medicazione antimicrobica in schiuma idrofilica in poliuretano, contenente clorexidina gluconato (CHG) indicata per l'uso di dispositivi percutanei

MISURE BLAKE	MISURE BLAKE	CODICE	
10 FR	Disco 2,5 cm • foro 4 mm	KBB2226	
10 FR con trocar da 3.2 mm (1/8")	Disco 2,5 cm • foro 4 mm	KBB2227	
15 FR	Disco 2,5 cm • foro 4 mm	KBB2228	
15 FR con trocar da 4.8 mm (3/16")	Disco 2,5 cm • foro 4 mm	KBB2229	
19 FR	Disco 2,5 cm • foro 7 mm	KBB2230	
19 FR con trocar da 6.4 mm (1/4")	Disco 2,5 cm • foro 7 mm	KBB2231	
19 FR con trocar da 6.4 mm (1/4") a curvatura variabile	Disco 2,5 cm • foro 7 mm	KBB2232	
24 FR	Disco 2,5 cm • foro 7 mm	KBB2234	

Confezione da 10 set

J-VAC Reservoir

Sistemi di drenaggio in aspirazione
per tubi BLAKE e J-VAC



	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	CONFEZ.	CODICE	
	Sistema di drenaggio chiuso dotato di valvola standard antireflusso (interna) e valvola di scarico; graduato e trasparente	100 ml	10 pezzi	2160	
	Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata; serbatoio a singola molla, connettore a Y, valvola antireflusso (interna) e valvola di scarico; vuoto reattivo; sistema di attivazione a flap mobile; scala graduata su entrambi i lati	150 ml	10 pezzi	2161	
		300 ml	10 pezzi	2163	
		450 ml	10 pezzi	2162	