




# OPERATING ROOM **ESSENTIALS**

THE COMPLETE  
SOLUTION  
**YOU CAN TRUST**



**Catalogo** Suture

**Medtronic**  
Further, Together



# COME LEGGERE L'ETICHETTA DI UNA SUTURA



USP / EP

Lunghezza della sutura

Numero di lotto

Codice a barre

CL-812

Polysorb™

Braided Absorbable Suture

0 3.5 Metric

30" 75 cm VIOLET



LOT XXXXXXXXX

Use by XXXX-XX



Codice di riordino

Materiale

Colore


Descrizione dell'ago

Quantità per confezione

Data di scadenza

Numero di lotto

Descrizione dell'ago



Materiale

USP/EP

Lunghezza della sutura

Codice a barre

CL-69-MG

Polysorb™

Braided Absorbable Suture

2-0 3 Metric

5x18" 45 cm VIOLET



LOT XXXXXXXXX

Use by XXXX-XX

Mfg XXXX-XX



Codice di riordino

Quantità per confezione

Colore

Data di scadenza

Data di produzione

# INTRODUZIONE

## Una gamma completa di materiali e accessori per la chiusura di ferite

Facciamo tutti parte della stessa comunità. Una comunità che fa affidamento sul miglioramento e sulla salvaguardia della vita dei pazienti. In Medtronic collaboriamo attivamente con te per fornire ai tuoi pazienti la cura migliore. Ogni giorno. Indipendentemente dal ruolo che svolgi, siamo qui per te - sfruttando oltre 100 anni di esperienza e competenza per innovare le soluzioni per la chiusura di ferite. Il nostro impegno è quello di rimanere al tuo fianco per i prossimi 100 anni, adattandoci alle tue necessità in modo da continuare a fornire gli standard più elevati in termini di cura dei pazienti. La nostra gamma completa di soluzioni efficaci per la chiusura di ferite copre l'intero spettro di procedure generali e specifiche.

### Suture assorbibili

Le suture assorbibili della Medtronic forniscono profili di assorbimento e mantenimento della resistenza tali da adattarsi ai requisiti di guarigione del tessuto e della specialità chirurgica.

### Suture non assorbibili

Le suture non assorbibili della Medtronic possono essere usate in una gamma di procedure, comprese la chirurgia cardiovascolare, oftalmica e neurologica.

### Chiusura di ferite con suture dentate

Il dispositivo per la chiusura di ferite V-Loc™ si avvale di una tecnologia rivoluzionaria, che elimina la necessità di annodare il filo, in modo da chiudere le incisioni riducendo i tempi fino al 50%, senza compromettere la resistenza e la sicurezza


### Accessori per la chiusura di ferite

Gli accessori per la chiusura di ferite della Medtronic comprendono cera ossea, supporti, dispositivi di sutura, pledget cardiovascolari e cerotti ombelicali

# AGHI


## CARDIOVASCOLARE

Codice	Conc	Lunghezza
⊙ Cilindrico - $\frac{3}{8}$ Cerchio		
CV-1/CVF-1	BV-1	9 mm
CV-310	BV	10 mm
CV/CVF	BV	11 mm
CV-11/CVF-11	C-1	13 mm
CV-301	C-1*	13 mm
CV-307	BB*	16 mm
CV-15/CVF-15	BB	17 mm
CV-327	BB*	18 mm
CV-16		20 mm
CV-13	BB-1	22 mm
CV-18	TE-2	26 mm
CV-17	TE-2	32 mm
CV-19		50 mm



## ⊙ Cilindrico - $\frac{1}{2}$ Cerchio

CV-20	RB-3	10 mm
CV-337	RB-3	10 mm
CVF-21	TF	12 mm
CV-22/CVF-22	RB-2	13 mm
CV-330	RB-2	13 mm
CV-26	RB-1*	15 mm
CV-331	RB-1*	16 mm
CV-23/CVF-23	RB-1	17 mm
CV-316	SH-2	20 mm
CV-24	SH-2	20 mm
CV-25	SH-1	22 mm
CV-305	SH*	25 mm
V-20/VF-20	SH	26 mm
V-30		30 mm
CV-300	MH*	35 mm
V-26	MH*	37 mm



## CARDIOVASCOLARE

Codice	Conc	Lunghezza
⊙ Cilindrico - CardioCurve™		
CVL		11 mm
CVL-11		13 mm
⊙ Penetrating taper - $\frac{3}{8}$ Cerchio		
YE-1	CC-1	13 mm
YE-7	V-4	18 mm
⊙ Penetrating taper - $\frac{1}{2}$ Cerchio		
Y-31	V-5	16 mm
Y-16	V-6*	20 mm
Y-5	V-7	26 mm



## ⊙ Tapercutting - $\frac{3}{8}$ Cerchio

KV-1/KVF-1	CC	9 mm
KV-11/KVF-11	CC-1	13 mm
KV-15	V-4	17 mm
KV-26	V-26	26 mm




## ⊙ Tapercutting - $\frac{1}{2}$ Cerchio

KV-5/KVF-5	V-5	17 mm
KV-7	V-7	26 mm




## ▲ Tagliante interno - $\frac{1}{2}$ Cerchio

SCC	CCS	48 mm
SCC-1	CCS-1	60 mm



## ▲ Tagliante interno - $\frac{3}{8}$ Cerchio

GCC-90	90 mm
--------	-------



**PLASTICA/COSMETICA**

Codice	Conc	Lunghezza
--------	------	-----------


▲ Tagliente interno punta di precisione - 3/8 Cerchio

PC-13	P-1	11 mm
PC-10	PC-1	13 mm
PC-11	PC-3	16 mm
PC-12	PC-5	19 mm



▼ Tagliente esterno punta di precisione - 3/8 Cerchio

P-16	P-6	7 mm
P-10	P-1	11 mm
P-13	P-3	13 mm
P-15		15 mm
P-11	PS-3	16 mm
P-12	PS-2	19 mm
P-14	PS-1	24 mm
P-17	PSL	30 mm
P-18	PSLX	39 mm



▼ Tagliente esterno punta di precisione - 1/2 Cerchio

P-21	P-2	9 mm
P-22	PS-5	13 mm
P-24	PS-4*	16 mm



◆ DermaX™ premium X tagliente interno · 3/8 Cerchio

DX-11		11 mm
DX-13		13 mm
DX-16		16 mm
DX-19		19 mm



◆ DermaX™ premium X tagliente interno · 1/2 Cerchio

DXH-16		16 mm
--------	--	-------




**CUTE**

Codice	Conc	Lunghezza
--------	------	-----------


▼ Tagliente Esterno - 3/8 Cerchio

C-1	C-2*	12 mm
C-12	FS-3	16 mm
C-13	FS-2	19 mm
C-14	FS-1	24 mm
C-15	FS	26 mm
C-16	FSL	30 mm
C-18		35 mm
C-17	FSLX*	39 mm
C-50	LS-1*	50 mm
GS-18	LS-1*	77 mm




▼ Tagliente Esterno - 1/2 Cerchio

C-21	M-1*	13 mm
C-26	J-1*	15 mm
C-22	J-1	18 mm
C-27		20 mm
C-23	X-1*	24 mm
C-25	CP-2*	30 mm



▲ Tagliente interno - retto

SC-11	SC-1*	11 mm
SC-4		24 mm
SC		44 mm
SC-1	TS*	51 mm
SC-2	KS	60 mm
SC-250		254 mm




1/2

\*Suggerito

## CHIRURGIA GENERALE

Codice	Conc	Lunghezza
● Cilindrico - ½ Cerchio		
GS-23	CT-3	22 mm
HGS-23	MO-7	22 mm
GS-22	CT-2	27 mm
HGS-22	MO-6	27 mm
GS-20	CT-1*	34 mm
HGS-20	MO-5*	34 mm
GS-21	CT-1	37 mm
HGS-21	MO-4	37 mm
GS-24	CT	40 mm
HGS-24	MO-2	40 mm
GS-25	CTX	48 mm
GS-26	TP-1	65 mm
GS-27	XLH	76 mm



### ● Cilindrico - retto


ST-4	ST-4	19 mm	
ST-3		38 mm	
ST-2		44 mm	
ST-1	ST	51 mm	
ST		60 mm	

### ● Cilindrico - slitta

SK		23 mm	
----	--	-------	--

### ● Cilindrico punta smussa - Protect•Point™ - ½ Cerchio

BTV-20	SHB	26 mm
BGS-21	CTB-1	37 mm
HBGS-21	MOB-4	37 mm
BTP-1	CTB-1	37 mm
BGS-24		40 mm
BGS-25	CTX-B	48 mm
BTP-X	CTX-B	48 mm
BGS-29	BP-1	65 mm
BGST-29	BP-1	65 mm
BGS-28	BP*	85 mm



### ● Punta smussa - Protect•Point™ - ½ Cerchio


BP-27		64 mm	
-------	--	-------	--

### ⊕ Punta diamantata - ⅓ Cerchio

KV-20		20 mm	
-------	--	-------	--


## CHIRURGIA GENERALE

Codice	Conc	Lunghezza
⊕ Punta diamantata - ½ Cerchio		
KV-25		22 mm
KV-30		27 mm
KV-8		30 mm
KV-9		35 mm



### ⊕ Tapercutting - ½ Cerchio

KV-34	V-34	37 mm
KV-37	V-37	40 mm
KV-40	V-40	48 mm
KV-56	V-56	60 mm



## MICROCHIRURGIA


Codice	Conc	Lunghezza
● Cilindrico - ⅓ Cerchio		
MV-100-3	BV-100-3	4 mm
MV-50-3	BV-50-3	4 mm
MV-70-3	BV-75-3	4 mm
MV-135-3	BV-130-3*	4 mm
MV-70-4	BV-75-4	5 mm
MV-135-4	BV-130-4*	5 mm
MV-100-4	BV-100-4	5 mm
CV-345	BV-130-5	6 mm
MVF-135-5	BV-130-5	6 mm
MV-135-5	BV-130-5	6 mm
CV-351	BV-175-6	8 mm
MV-175-8	BV-175-6	8 mm
MVF-175-8	BV-175-6	8 mm
MV-175-9	BV-175-8	10 mm

### ⊕ Tapercutting - ⅓ Cerchio

MVK-70-3	BV-75-3	4 mm
MVK-100-4	BV-100-4	5 mm

## UROLOGIA

Codice	Conc	Lunghezza
● Cilindrico - ⅓ Cerchio		
GU-46	UR-6	27 mm
HGU-46	UR-6	27 mm
GU-45	UR-5	37 mm
GU-44	UR-4	40 mm




## ORTOPEDIA

Codice	Conc	Lunghezza
--------	------	-----------


### ▼ Tagliente Esterno - 3/8 Cerchio

GS-18		77 mm
-------	--	-------



### ▼ Tagliente Esterno - 1/2 Cerchio

GS-10	CP-2	26 mm
HOS-10	OS-4*	26 mm
GS-11	CP-1	37 mm
HOS-11	OS-6	37 mm
GS-12	CP	40 mm
HOS-12	OS-8	40 mm
GS-13	CPX	48 mm
HOS-14		55 mm



### 🔪 Tapercutting - retto

KS		24 mm
----	--	-------



\*Suggested

## MULTI-PURPOSE

Codice	Conc	Lunghezza
--------	------	-----------


### 🔪 Multi-purpose - 3/8 Cerchio

3.16		16 mm
------	--	-------




### 🔪 Multi-purpose - 1/2 Cerchio

4.21		20 mm
4.25		25 mm
4.30		30 mm
4.31		30 mm
4.41		40 mm
4.45		45 mm
4.50		50 mm
4.51		50 mm



### 🔪 Multi-purpose - 3/4 Cerchio

5.65		65 mm
------	--	-------




## OFTALMICA

Codice	Lunghezza	Curvatura	Conc
--------	-----------	-----------	------

### ▼ Tagliente Esterno - 3/8 Cerchio

HE-10	5.6 mm	130°	G-6' 110°
HE-6	7.4 mm	110°	G-6 110°
HE-7	7.4 mm	145°	G-7 165°
HE-5	8.6 mm	135°	
HE-1	11.0 mm	135°	G-1 135°
HE-3	13.0 mm	155°	G-3 155°



### ▼ Tagliente Esterno - 1/2 Cerchio

HE-2	8.6 mm	205°	G-2 180°
------	--------	------	----------



### 🔪 Punta di precisione a spatola inversa - 1/4 Cerchio

SS-29	7.4 mm	110°	S-29 110°
-------	--------	------	-----------



### 🔪 Punta di precisione a spatola inversa - 3/8 Cerchio

SS-28	7.4 mm	145°	S-28 163°
-------	--------	------	-----------




### 🔪 Punta di precisione a spatola - 1/6 Cerchio

SS-1	5.6 mm	60°	SM-1 60°
------	--------	-----	----------



### 🔪 Punta di precisione a spatola - 1/4 Cerchio

SE-100-8	6.3 mm	100°	TG-100-8 97°
SD-1	8.1 mm	90°	RD-1 90°
SS-24	8.6 mm	95°	S-24 90°
SS-14	8.6 mm	115°	S-14 112°



### 🔪 Punta di precisione a spatola - 5/8 Cerchio


SE-110-11	8.0 mm	110°	S-29 110°
-----------	--------	------	-----------

(previously SLO-110-11)




### 🔪 Punta di precisione a spatola - 3/8 Cerchio

SE-140-6	6.3 mm	140°	TG-140-6/CS-140-6 140°
SE-140-8	6.3 mm	140°	TG-140-8/CS-140-8 140°
SE-140-9	6.5 mm	140°	TG-140-8 137°



### 🔪 Punta di precisione a spatola - 1/2 Cerchio

SE-160-4	5.5 mm	160°	TG-160-4/CS-160-4 160°
SE-160-6	5.5 mm	160°	TG-160-6/CS-160-6 160°
SE-160-8	5.5 mm	160°	TG-160-8/CS-160-8 160°
SE-160-9	5.5 mm	160°	TG-160-8/CS-160-8 160°
SE-175-6	7.0 mm	175°	TG-175-6/CS-175-6 175°
SE-175-8	6.9 mm	175°	TG-175-8/CS-175-8 175°
SS-22	7.4 mm	170°	S-22 170°
SS-2	8.6 mm	200°	S-2 180°



### 🔪 Punta di precisione a spatola - curvatura composta

SE-CC-6	4.8 mm	130°	TG6-S
---------	--------	------	-------





# SURGIPTM / SURGIPTM II

Sutura non assorbibile sintetica, monofilamento in polipropilene



## Assorbimento

Le suture in polipropilene Surgipro<sup>TM</sup> e Surgipro<sup>TM</sup> II non vengono assorbite, né presentano un significativo cambiamento del mantenimento della resistenza in vivo.

## Forza tensile

Disponibili nelle dimensioni comprese tra 1 (4 metrico) e 6-0 (0,7 metrico).

Le suture Surgipro<sup>TM</sup> II sono disponibili nelle dimensioni comprese tra 3-0 (2 metrico) e 8-0 (0,4 metrico). Le suture vengono fornite sterili; montate su vari tipi di aghi, usando tecniche di fissaggio permanente agli aghi.

Le suture in polipropilene Surgipro<sup>TM</sup> e Surgipro<sup>TM</sup> II sono disponibili con pledget in PTFE (politetrafluoroetilene) utilizzati come cuscinetto tra la sutura e la superficie del tessuto, al fine di aumentare l'area di sostegno del carico.

Le suture in polipropilene Surgipro<sup>TM</sup> sono disponibili in confezioni contenenti i componenti Bead e Collar per ancorare le estremità della sutura per la chiusura sottocuticolare o per l'uso come suture tendinee.

## Confezionamento



Indicate per l'uso nell'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli in generale, compreso l'uso nel tessuto cardiovascolare, oftalmico e nervoso.

## Indicazioni

Le suture in polipropilene Surgipro<sup>TM</sup> - Surgipro<sup>TM</sup> II sono indicate per l'uso su tessuti molli per l'approssimazione e/o legatura, compreso l'uso in chirurgia cardiovascolare, oftalmica e per tessuti neurali.

<b>Descrizione</b>	Le suture monofilamento Surgipro™ e Surgipro™ II (trasparenti o colorate) sono suture inerti, non assorbibili e sterili composte da uno stereoisomero cristallino isotattico di polipropilene (una poliolefina lineare sintetica) e polietilene.
<b>Indicazioni</b>	Le suture in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ II sono indicate per l'uso nell'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli in generale, compreso l'uso nel tessuto cardiovascolare, oftalmico e nervoso.
<b>Azioni</b>	Le suture in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ II inducono una reazione infiammatoria acuta minima nei tessuti, seguita da un graduale incapsulamento della sutura nel tessuto connettivo fibroso.
<b>Forza tensile</b>	Le suture in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ non vengono assorbite, né presentano un significativo cambiamento del mantenimento della resistenza in vivo.
<b>Sterilizzazione</b>	Ossido di etilene.
<b>Confezionamento</b>	Le suture in polipropilene Surgipro™ II sono disponibili non colorate (trasparenti) o colorate con Coloreante Copper Phthalocyanine Blue. Le suture Surgipro™ sono disponibili nelle dimensioni comprese tra 1 (4 metrico) e 6-0 (0,7 metrico). Le suture Surgipro™ sono disponibili nelle dimensioni comprese tra 3-0 (2 metrico) e 8-0 (0,4 metrico). Le suture vengono fornite sterili; montate su vari tipi di aghi, usando tecniche di fissaggio permanente agli aghi. Le suture in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ II sono disponibili con pledget in PTFE (politetrafluoroetilene) utilizzati come cuscinetto tra la sutura e la superficie del tessuto al fine di aumentare l'area di sostegno del carico. Le suture in polipropilene Surgipro™ sono disponibili in confezioni contenenti i componenti Bead e Collar per ancorare le estremità della sutura per la chiusura sottocuticolare o per l'uso come suture tendinee.





## Surgipro™ / Surgipro™ II

TAGLIENTE ESTERNO								
Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>C-12</b> 3/8 cerchio 16,0 mm 	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	12		SP-660G
	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36		SP-660
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12		SP-559G
	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36		SP-631
<b>C-13</b> 3/8 cerchio 19,0 mm 	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36		SP-661
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12		SP-661G
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36		SP-683
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	12		SP-683G
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	12		SP-665G
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	36		SP-665
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-655
<b>C-14</b> 3/8 cerchio 24,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36		SP-629
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	36		SP-684
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	12		SP-684G





## TAGLIENTE ESTERNO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>C-15</b> 3/8 cerchio 26,0 mm 	<b>2-0</b>	3	45	18	Blu	12		SP-868G
	<b>2-0</b>	3	45	18	Blu	36		SP-868
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		SP-685
<b>C-16</b> 3/8 cerchio 30,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Nupack	SP-670
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-675
<b>C-18</b> 3/8 cerchio 35,0 mm 	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	12	2 bead e 2 collar	SP-624-BC
<b>C-17</b> 3/8 cerchio 39,0 mm 	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-649
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		SP-689
	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		SP-690



## TAGLIENTE ESTERNO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>GS-18</b> 3/8 cerchio 77,0 mm  GS-18 Rinforzato	2	5	75	30	Blu	24		CP-460
<b>GS-18</b> 3/8 cerchio 77,0 mm Doppio armato  GS-18 Rinforzato	2	5	3 × 60	24	Blu	12	Confezione grande	3-CP-360
<b>GS-10</b> 1/2 cerchio 26,0 mm  GS-10 Rinforzato	2-0	3	75	30	Blu	36		CP-443
<b>GS-11</b> 1/2 cerchio 37,0 mm  GS-11 Rinforzato	2-0	3	75	30	Blu	36		CP-453





## TAGLIENTE ESTERNO, PUNTA DI PRECISIONE

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>P-10</b> 3/8 cerchio 11,0 mm 	<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-1696G
	<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-1696
	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-1697
	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Trasparente	36	Surgalloy™	SP-1606
	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5697G
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-2698G
<b>P-13</b> 3/8 cerchio 13,0 mm 	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5695-G
	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5695
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5698-G
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5698
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5699G
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5699
<b>P-11</b> 3/8 cerchio 16,0 mm 	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5680G
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5681G
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5681
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5692G
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-1693G
<b>P-12</b> 3/8 cerchio 19,0 mm 	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5686G
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5686
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5682G
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5682
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-5687
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5687G
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-5587

## TAGLIENTE ESTERNO, PUNTA DI PRECISIONE








Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>P-14</b> 3/8 cerchio 24,0 mm 	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-5663G
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-5563
<b>P-22</b> 1/2 cerchio 13,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™	SP-8656G

## TAGLIENTE INTERNO PUNTA DI PRECISIONE







Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>PC-13</b> 3/8 cerchio 11,0 mm 	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36		SP-1617
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36		SP-1618
<b>PC-11</b> 3/8 cerchio 16,0 mm 	<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36		SP-1636
	<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™	SP-1635
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36		SP-1634
<b>PC-12</b> 3/8 cerchio 19,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	36		SP-1644
	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	36		SP-1643
<b>SC-2</b> Retto 60,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36		SP-621
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		SP-622
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	24	2 bead e 2 collar	SP-622-BC
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	24	2 bead e 2 collar	SP-623-BC
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		SP-623





## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
		USP	EP				
<b>MV-70-3</b> 3/8 cerchio 4,0 mm  MV-70-3 	<b>10-0</b>	0,2	13	5	Blu	12	Surgalloy™ P-2790G
<b>MV-100-4</b> 3/8 cerchio 5,0 mm  MV-100-4 	<b>10-0</b>	0,2	13	5	Blu	12	Surgalloy™ P-2794G
<b>MV-100-4</b> 3/8 cerchio 5,0 mm Doppio armato  MV-100-4 	<b>10-0</b>	0,2	5	30	Blu	12	Surgalloy™ P-2795G
<b>MV-135-5</b> 3/8 cerchio 6,0 mm Doppio armato  MV-135-5 	<b>8-0</b>	0,4	45	18	Blu	36	Surgalloy™ VP-900-X
	<b>8-0</b>	0,4	5 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-901-MX
	<b>8-0</b>	0,4	2 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-900-MX
	<b>8-0</b>	0,4	60	24	Blu	36	Surgalloy™ VP-902-X
	<b>8-0</b>	0,4	5 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-903-MX
	<b>8-0</b>	0,4	2 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-902-MX
	<b>8-0</b>	0,4	75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-973-X
	<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™ VP-904-X
	<b>7-0</b>	0,5	2 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-904-MX

## CILINDRICO




Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
	USP	EP	cm	Pollici					
<b>MVF-135-5</b> 3/8 cerchio 6,0 mm Doppio armato	 MV-135-5 	<b>8-0</b>	0,4	2 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-209MX
<b>MVF-175-8</b> 3/8 cerchio 8,0 mm Doppio armato	 MV-175-8 	<b>8-0</b>	0,4	45	18	Blu	36	Surgalloy™	VP-744-X
		<b>8-0</b>	0,4	2 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-744-MX
		<b>8-0</b>	0,4	60	24	Blu	36	Surgalloy™	VP-745-X
		<b>8-0</b>	0,4	2 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-743-MX
		<b>8-0</b>	0,4	2 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-753-MX
		<b>7-0</b>	0,5	2 × 45	18	Blu	12	CONFEZIONE GRANDE	VP-736-M
		<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	36	Surgalloy™	VP-628
		<b>7-0</b>	0,5	5 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-734-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™	VP-735-X
		<b>7-0</b>	0,5	2 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-737-MX
		<b>7-0</b>	0,5	5 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-735-MX
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-747-X
		<b>7-0</b>	0,5	2 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-747-MX
<b>MVF-175-8</b> 3/8 cerchio 8,0 mm Doppio armato	 MVF-175-8 	<b>8-0</b>	0,4	60	24	Blu	12		VPF-738-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™	VPF-735-X

## CILINDRICO


Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
		USP	EP					cm
<b>CV-351</b> 3/8 cerchio 8,0 mm Doppio armato		<b>8-0</b>	0,4	60	24	Blu	36	Cardiopoint™ VP-738-X
		<b>8-0</b>	0,4	2×60	24	Blu	12	Cardiopoint™, CONFEZIONE GRANDE VP-738-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Cardiopoint™ VP-630-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Cardiopoint™ VP-631-X
<b>CVF-1</b> 3/8 cerchio 9,0 mm Doppio armato		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-102-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™ VPF-702-X
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™ VPF-713-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™ VPF-703-X
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™ VPF-709-X

## CILINDRICO


Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
	USP	EP	cm	Pollici					
<b>CV-1</b> 3/8 cerchio 9,0 mm  <b>CV-1 OPTIVIS</b> Cilindrico 3/8 cerchio 9,0 mm Doppio armato		<b>7-0</b>	0,5	5 × 45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-701-X
		<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-701-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Optivis™	VP-72-X
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-702-X
		<b>7-0</b>	0,5	5 × 60	24	Blu	12	Optivis™, CONFEZIONE GRANDE	VP-72-MX
		<b>7-0</b>	0,5	5 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-702-MX
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-713-X
		<b>7-0</b>	0,5	5 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-713-MX
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	12	Optivis™, CONFEZIONE GRANDE	VP-37-MX
		<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-746-X
		<b>6-0</b>	0,7	2 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-746-MX
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Optivis™, NUPACK™	VP-73-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-703-X
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 60	24	Blu	12	Optivis™, CONFEZIONE GRANDE	VP-73-MX
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-703-MX
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-709-MX
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-709-X
		<b>6-0</b>	0,7	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-365-X

CILINDRICO										
Specifiche degli aghi		Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
		USP	EP	cm	Pollici					
<b>MV-175-9</b> 3/8 cerchio 10,0 mm Doppio armato		<b>8-0</b>	0,4	60	24	Blu	36	Surgalloy™	VP-763-X	
		<b>7-0</b>	0,5	5 x 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-875-MX	
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-875-X	
<b>CV</b> 3/8 cerchio 11,0 mm  <b>CV OPTIVIS</b> Cilindrico 3/8 cerchio 11,0 mm Doppio armato		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Optivis™, NUPACK™	VP-74-X	
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-776-X	
<b>CVF</b> 3/8 cerchio 11,0 mm Doppio armato		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VPF-776-X	




## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
	USP	EP	cm	Pollici					
<b>CV-11</b> 3/8 cerchio 13,0 mm Doppio armato	 CV-11	<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-800-X
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-727-X
		<b>7-0</b>	0,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-812-X
		<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Optivis™, NUPACK™	VP-78-X
		<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-718-X
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-718-MX
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-726-X
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-726-MX
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Optivis™, NUPACK™	VP-76-X
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-706-X
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 75	30	Blu	12	Optivis™, CONFEZIONE GRANDE	VP-76-MX
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-706-MX
		<b>6-0</b>	0,7	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-363-X
		<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-719-X
		<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-719-MX
		<b>5-0</b>	1	60	24	Blu	36	Optivis™	VP-75-X
		<b>5-0</b>	1	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-725-X
		<b>5-0</b>	1	5 × 60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-725-MX
		<b>4-0</b>		75		Blu	36	Surgalloy™	VP-813-X
		<b>5-0</b>		5 × 75		Blu	12	Surgalloy™	VP-705-MX
<b>5-0</b>		75		blu	36	Surgalloy™	VP-705-X		
<b>5-0</b>		90		blu	36	Optivis™	VP-70-X		
<b>5-0</b>		45		blu	36	Surgalloy™	VP-719-X		
<b>5-0</b>		90		blu	36	Surgalloy™	VP-720-X		

## CILINDRICO







Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>CV-11</b> 3/8 cerchio 13,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-891
	<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-889-X
	<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-890-X

## CILINDRICO







Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
	USP	EP	cm	Pollici					
<b>CVF-11</b> 3/8 cerchio 13,0 mm Doppio armato		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	NUPACK	VPF-726-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-126-MX
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VPF-706-X
		<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VPF-720-X
		<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-120-MX
<b>CV-20</b> 1/2 cerchio 10,0 mm Doppio armato		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-772-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-754-X
		<b>5-0</b>	1	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-755-X
<b>CV-22</b> 1/2 cerchio 13,0 mm Doppio armato		<b>6-0</b>	0,7	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-714-X
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-711-X
		<b>6-0</b>	0,7	5 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-733-MX
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-733-X
		<b>5-0</b>	1	45	18	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-715-X
		<b>5-0</b>	1	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-205-X
		<b>5-0</b>	1	5 × 75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-710-MX
		<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-710-X
		<b>4-0</b>	1,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™	VP-204-X







## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino		
		USP	EP					cm	Pollici
<b>CV-23</b> 1/2 cerchio 17,0 mm 	<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-870-X	
	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-871-X	
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-872-X
<b>CV-23</b> 1/2 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	<b>6-0</b>	0,7	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-555X	
	<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-556X	
	<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	Blu	36	Optivis™	VP-660-X
	<b>5-0</b>	1	60	24	Blu	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK™	VP-566X
	<b>5-0</b>	1	5 × 90	36	Blu	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE	VP-556MX
	<b>4-0</b>	1,5	45	18	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-757-X
	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	Blu	36	Pledget 3 mm × 7 mm FIRM	VPP-557-X
	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-557X
<b>CV-15</b> 3/8 cerchio 17,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-881-X	
<b>CV-15</b> 3/8 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-570X	
	<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-580-X	
	<b>4-0</b>	1,5	60	24	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-584-X
	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	Blu	36	3 mm × 7 mm FIRM	VP-582-X
	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-581-X
	<b>4-0</b>	1,5	120	48	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-583-X
	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-585-X
<b>CV-13</b> 3/8 cerchio 22,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-841-X	
	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-851-X	
	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	Blu	36	Surgalloy™	VP-532-X
	<b>2-0</b>	3	90	36	Blu	Blu	36		VP-533
<b>CVL</b> Curva cardiaca 11,0 mm Doppio armato 	<b>7-0</b>	0,5	2 × 60	24	Blu	12	Optivis™	VP-652-MX	

## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino		
		USP	EP					cm	Pollici
<b>CV-337</b> 1/2 cerchio 10,0 mm Doppio armato	 CV-337 	<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Cardiopoint™ VP-854-X	
<b>CVF-21</b> 1/2 cerchio 12,0 mm Doppio armato	 CVF-21 	<b>4-0</b>	1,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™ VPF-610-X	
<b>CVF-22</b> 1/2 cerchio 13,0 mm Doppio armato	 CVF-22 	<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-733-X	
			<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-710-X
			<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-711-X


## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
		USP	EP				
<b>CV-23</b> 1/2 cerchio 17,0 mm 	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36	Surgalloy™ VP-872-X
	<b>4-0</b>	1,5	120	48	Blu	36	Surgalloy™ X-1252
	<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™ VP-870-X
	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™ VP-871-X
<b>CV-23</b> 1/2 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	5 × 90	36	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-557MX
	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™ VP-558X
	<b>2-0</b>	3	90	36	Blu	36	VP-559-X
<b>CVF-23</b> 1/2 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™ VPF-557-X
<b>CV-24</b> 1/2 cerchio 20,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	VP-331X
<b>CV-25</b> 1/2 cerchio 22,0 mm 	<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™ VP-771-X
<b>CV-25</b> 1/2 cerchio 22,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™ VP-761-X
	<b>4-0</b>	1,5	5 × 90	36	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-761-MX
	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36	Surgalloy™ VP-760-X
	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™ VP-762-X

## CILINDRICO

### V-20


1/2 cerchio 26,0 mm



<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-831X
<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-832X
<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-833
<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-834






### V-20

1/2 cerchio 26,0 mm  
Doppio armato



<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-510X
<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-520X
<b>4-0</b>	1,5	75	30	Blu	36	Surgalloy™	VP-511-X
<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	4,8 mm × 9,5 mm SOFT	VP-621-X
<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-521-X
<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	3 mm × 7 mm FIRM	VP-421X
<b>4-0</b>	1,5	120	48	Blu	36	Surgalloy™	VP-541X
<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-522-X
<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36	3 mm × 7 mm FIRM	VP-422X
<b>3-0</b>	2	120	48	Blu	36	Surgalloy™	VP-542-X
<b>2-0</b>	3	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-523
<b>2-0</b>	3	120	48	Blu	36	Surgalloy™	VP-543



## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>VF-20</b> 1/2 cerchio 26,0 mm 	<b>3-0</b>	2	45	18	Blu	36	Surgalloy™	VPF354X
<b>VF-20</b> 1/2 cerchio 26,0 mm Doppio armato 	<b>4-0</b>	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VPF-521-X
	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VPF-522-X
	<b>3-0</b>	2	135	54	Blu	36	Surgalloy™	VPF-354-X
	<b>2-0</b>	3	120	48	Blu	36	Surgalloy™	VPF-543
<b>GS-22</b> 1/2 cerchio 27,0 mm  Rinforzato	<b>2-0</b>	3	5 × 45	18	Blu	12	D-Tach™	CP-16-M
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		CP-411
	<b>0</b>	3,5	5 × 45	18	Blu	12	D-Tach™	CP-17-M
	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		CP-412
<b>V-30</b> 1/2 cerchio 30,0 mm 	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		VP-945
<b>GS-21</b> 1/2 cerchio 37,0 mm  Rinforzato	<b>3-0</b>	2	75	30	Blu	36		CP-422
	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		CP-423
	<b>0</b>	3,5	5 × 45	18	Blu	12	D-Tach™	CP-10-M
	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		CP-424
	<b>1</b>	4	75	30	Blu	36		CP-425



## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>V-26</b> 1/2 cerchio 37,0 mm Doppio armato 	<b>3-0</b>	2	90	36	Blu	36		VP-842-X
	<b>2-0</b>	3	90	36	Blu	36		VP-843
	<b>2-0</b>	3	120	48	Blu	36		VP-853
<b>GS-24</b> 1/2 cerchio 40,0 mm  Rinforzato	<b>2-0</b>	3	75	30	Blu	36		CP-433
	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		CP-434
	<b>1</b>	4	75	30	Blu	36		CP-435
	<b>1</b>	4	100	40	Blu	36		CP-535
<b>GS-25</b> 1/2 cerchio 48,0 mm  Rinforzato	<b>0</b>	3,5	5 x 45	18	Blu	12	D-Tach™, CONFEZIONE GRANDE	CP-30-M
	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		CP-454
	<b>1</b>	4	75	30	Blu	36		CP-455
<b>GS-26</b> 1/2 cerchio 65,0 mm  Rinforzato	<b>0</b>	3,5	3 x 60	24	Blu	12		3CP-444
	<b>1</b>	4	150	60	Blu	24		CP-824
	<b>2</b>	5	150	60	Blu	24		CP-825


## CILINDRICO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>GS-26 LOOP</b> 1/2 cerchio 65,0 mm  GS-26 Rinforzato	<b>1</b>	4	120	48	Blu	24	Loop	CP-824-L
	<b>1</b>	4	240	96	Blu	24	Loop	CP-834-L
<b>ST-1</b> Retto 51,0 mm Doppio armato  ST-1	<b>2-0</b>	3	90	36	Blu	36		GP-282

## CILINDRICO SUPER RINFORZATO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>HGS-23</b> 1/2 cerchio 22,0 mm  HGS-23	<b>0</b>	3,5	5 x 45	18	Blu	12	D-Tach™, CONFEZIONE GRANDE	CP-92-M
<b>HGS-22</b> 1/2 cerchio 27,0 mm  HGS-22	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36		CP-414
	<b>1</b>	4	90	36	Blu	36		CP-415

## PENETRATING TAPER







Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>YV-95</b> 3/8 cerchio 9,5 mm Doppio armato  YV-95	<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Cardiopoint™	VP-911-X

## TAPERCUTTING



Specifiche degli aghi	Dimensione	Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
		USP	EP					cm
<b>KV-1</b> 3/8 cerchio 9,0 mm Doppio armato	 KV-1	<b>7-0</b>	0,5	45	18	Blu	12	CONFEZIONE GRANDE VP-721-MX
		<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™ VP-704-X
		<b>7-0</b>	0,5	5×60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-704-MX
		<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VP-712-X
		<b>6-0</b>	0,7	5×60	24	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-712-MX
<b>KVF-1</b> 3/8 cerchio 9,0 mm Doppio armato	 KVF-1	<b>7-0</b>	0,5	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-704-X
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-807-X
<b>KV-11</b> 3/8 cerchio 13,0 mm Doppio armato	 KV-11	<b>6-0</b>	0,7	60	24	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VP-707-X
		<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VP-728-X
		<b>6-0</b>	0,7	5×75	30	Blu	12	Surgalloy™, CONFEZIONE GRANDE VP-728-MX
		<b>5-0</b>	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VP-708-X
		<b>5-0</b>	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VP-751-X
<b>KVF-11</b> 3/8 cerchio 13,0 mm Doppio armato	 KVF-11	<b>6-0</b>	0,7	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK VPF-728-X





## TAPERCUTTING

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino	
	USP	EP	cm	Pollici					
<b>KV-15</b> 3/8 cerchio 17,0 mm 	5-0	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-941-X	
<b>KV-15</b> 3/8 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	5-0	1	75	30	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-914-X	
		5-0	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-924-X
		4-0	1,5	75	30	Blu	36		VP-942-X
		4-0	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-925-X
		3-0	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-926-X
<b>KV-26</b> 3/8 cerchio 26,0 mm Doppio armato 	4-0	1,5	120	48	Blu	36	Surgalloy™	VP-965	
		3-0	1,5	120	48	Blu	36		VP-956
<b>KV-5</b> 1/2 cerchio 17,0 mm Doppio armato 	5-0	1	90	36	Blu	36	Surgalloy™, NUPACK	VP-934-X	
		4-0	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-935-X
		4-0	1,5	90	36	Blu	36	3 mm x 7 mm FIRM	VP-435-X
		3-0	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-936-X
		2-0	3	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-937
<b>KV-7</b> 1/2 cerchio 26,0 mm Doppio armato 	4-0	1,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-975-X	
		3-0	2	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-976-X
		3-0	2	90	36	Blu	36	3 mm x 7 mm FIRM	VP-986-X
		2-0	3	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-977
		0	3,5	90	36	Blu	36	Surgalloy™	VP-978
<b>KV-34</b> 1/2 cerchio 37,0 mm  Rinforzato	0	3,5	75	30	Blu	36		CP-844	
		1	4	75	30	Blu	36		CP-845

## PUNTA SMUSSA

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>BGS-21</b> 1/2 cerchio 37,0 mm  BGS-21 Rinforzato	<b>0</b>	3,5	75	30	Blu	36	ProtectPoint™	CP-957
<b>BGS-25</b> 1/2 cerchio 48,0 mm  BGS-25 Rinforzato	<b>1</b>	4	100	40	Blu	36	ProtectPoint™	CP-836

## SPATOLA

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza		Colore	Unità per confezione	Commenti	Codice di riordino
	USP	EP	cm	Pollici				
<b>SE-140-8</b> 3/8 cerchio 6,3 mm Doppio armato  SE-140-8	<b>10-0</b>	0,2	30	12	Blu	12	Surgalloy™	P-2771K
<b>SE-160-6</b> 1/2 cerchio 5,5 mm Doppio armato  SE-160-6	<b>10-0</b>	0,2	30	12	Blu	12	Surgalloy™	P-2756K